

Balance numérique équipée de connectivité Bluetooth - 200kg A&D

Dotée de la fonctionnalité Bluetooth, elle offre une connectivité sans fil pour une expérience de mesure pratique.

Le pèse-personne A&D UC-352BLE, est équipé d'un plateau en verre robuste et d'un affichage numérique. Grâce à sa fonctionnalité Bluetooth® sans fil, il offre une communication aisée avec un smartphone de type Android, iOS et Windows. L'utilisation est simple et sans bouton ; sans réglages préalables. Portée allant jusqu'à 200 kg et précision de 100 g, les mesures sont fiables et précises. Sa fonction "STEP ON" est pratique, vous permettant de monter directement sur la balance, activant ainsi automatiquement la mesure. Pour que le poids puisse être affiché, il est nécessaire de descendre de la balance.

Caractéristiques techniques :

- Ecran LCD 9,5 x 3
- Capacité maximum : 200 kg
- Type d'affichage : kg ou lb
- Stockage interne : 90 mesures
- Conditions de fonctionnement : entre 10°C et 40°C
- Communication sans fil : Bluetooth version 4.0
- Arrêt automatique 60 secondes après la mesure
- Synchronisation automatique : Les résultats de chaque pesée sont visibles dans l'application A&D Connect.
- Plateau en verre durable
- Affichage minimal :
 - 0.1 kg (0 à 100 kg)
 - 0.2 kg (100 à 200 kg)
 - 0.2 lb (0 à 220 lb)
 - 0.5 lb (220 à 450 lb)
- Peut se connecter aux appareils Bluetooth suivants :
 - Appareils certifiés Continua
 - Iphone, iPad, iPod (iPhone 4S ou ultérieur)
 - Applications et appareils compatibles avec Bluetooth 4.0

Pour connecter votre dispositif mobile, téléchargez et installez l'application «A&D Connect»: [Via Android](#) et [Via iOS](#)

Poids : environ 2.1 kg

Alimentation : 4 x 1,5V (LR03 ou AAA) fournies

Dimensions : 30L x 30l

Durée de vie : environ 1 an (à raison de deux mesures par jour lorsque des piles alcalines sont utilisées)

Accessoires :

Manuel d'instructions
Piles alcalines au format AAA