

FICHE TECHNIQUE

Abaisse-langue Adulte - En bois - Boîte de 100

Abaisse-langue adulte, à usage unique.

Qualité supérieure.

En bois naturel très lisse pour usage médical professionnel.

Extrémités arrondies.

La référence pour le diagnostic.

Dimensions :

- Longueur 149 mm
- Largeur 17 mm
- Épaisseur 1 mm

Poids : 2,7 g

Conditionnement et vente par boîte de 100 abaisse-langue.

Matériel médical CE

Ne pas utiliser si l'abaisse-langue est endommagé.

Bois poli adapté à l'examen buccal. Usage professionnel exclusif.

