

Accessoires électrodes ou batterie pour défibrillateur Philips HS1

Découvrez la liste des accessoires pour le défibrillateur Philips HS1

Compatibles avec le défibrillateur HeartStart HS1 de Philips, voici la liste d'accessoires :

- Electrodes adultes préconnectées
- Electrodes pédiatriques
- Batterie HS1 / FRX

- Électrodes Adultes préconnectées Philips HS1 HeartStart

Paire d'électrodes HeartStart Smart Adultes pour défibrillateur Philips HS1.

Durée de vie 24 mois.

- Électrodes Pédiatriques Philips HS1 HeartStart M5072A

Électrodes Pédiatriques HeartStart SMART Philips HS1.
Utilisation sur les enfants de moins de 8 ans ou moins de 25kg.
Réduction de l'énergie à 50 Joules. Détection de la cartouche pédiatrique et adaptation des instructions RCP en conséquence.

Durée de vie 24 mois.

- Batterie HS1 / FRX

Batterie Lithium. Longue durée de vie.
Compatible également avec le Défibrillateur HeartStart FRX Philips

Durée de vie 48 mois.

Matériel médical CE

