

Adaptateur universel BD Vacutainer avec microperfuseur pour prélèvement

Adaptateur universel stérile pour prélèvements sanguins

L'adaptateur BD Vacutainer s'utilise avec tous les tubes à prélèvement. Son embout s'adapte sur tous types de microperfuseur.

- Cône Luer mâle en polystyrène.
- Capuchon de protection en polypropylène.
- Aiguille perce-bouchon en acier inoxydable.
- Capuchon aiguille perce-bouchon en polyéthylène.
- Manchon en élastomère de synthèse.
- Usage unique.

Conditionné par boîte de 100 adaptateurs.

Stérilisation Rayons Gamma.
Validité 3 ans.

Matériel médical CE.

