

FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse cutanée usage unique modèle 35 agrafes, modèle W - Robe Medical

Excellent rapport qualité/prix. Avec 35 agrafes

Pour la suture des plaies franches et peu profondes.

- Prise en main facile.
- Pose rapide et indolore.
- Usage unique.
- Emballage individuel stérile.

Dimensions agrafes : 7.3 x 4.2 mm.

Poids : 85 g.

Livrée avec 35 agrafes préformées en acier inoxydable.

Conditionnement par blister à l'unité.

Matériel médical CE.

