

## FICHE TECHNIQUE

### Aide verseur de gouttes pour les yeux Robemed

Pour la dispensation facile des gouttes et collyres.

Permet de verser les gouttes ou collyres plus facilement dans les yeux.

Adapté pour des flacons de 10 ml.

- Ouverture et fermeture facile avec clip.
- Léger et pratique d'utilisation.
- Facile à transporter.
- S'utilise d'une seule main.
- Permet de gagner en autonomie.

Coloris : noir.

Longueur : 10,5 cm.

Diamètre : 4,5 cm.

