

## FICHE TECHNIQUE

### Aiguille Nipro intramusculaire sous cutanée intraveineuse - Boîte de 100

Injection atraumatique grâce à une paroi ultra fine.

Aiguille en acier inoxydable, triple biseau.

- Siliconage offrant un glissement optimal
- Embase translucide permettant de visualiser le passage du liquide
- Pour tout usage d'injection : intramusculaire, sous cutané, intraveineux, trocart, vétérinaire et prélèvements.

#### **Info pratique sur la gauge et taille de l'aiguille:**

La gauge d'une aiguille correspondant au diamètre de l'aiguille.

Plus la gauge est grande, plus le diamètre de l'aiguille est petit (aiguille fine).

Embases couleurs standards ISO selon longueur et diamètre.

Stérilisation ETO.

Conditionnement par boîte de 100 aiguilles hypodermiques.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

