


robé
+ médical



Aiguille à prélèvement de sécurité BD Eclipse avec porte tube intégré

Aiguille de sécurité avec paroi ultra fine pour un prélèvement plus rapide.

Aiguille de prélèvement avec paroi ultra fine pour un prélèvement plus rapide, système de protection intégré pour une utilisation en toute sécurité et porte tube pré-monté facilitant la préparation.

Mécanisme de sécurité actionnable d'une seule main, minimisant le risque de piqûre d'aiguille accidentelle.

- Aiguille en acier inoxydable, paroi ultra fine pour un prélèvement plus rapide.
- Embase d'aiguille en polystyrène.
- Système de sécurité irréversible, intégré à l'aiguille.
- Poussoir avec surface antidérapante.
- Indicateur de verrouillage sonore et visuel.
- Porte tube pré-monté en polypropylène.
- Apyrogène.
- Usage unique.

Stérilisation Rayons Gamma.

Validité 3 ans.

Conditionnement individuel stérile.

Vendu par boîte de 50 aiguilles à prélèvement de sécurité avec porte tube pré-monté.

Matériel médical CE.