

### Aiguille de sécurité BD Eclipse, Boîte de 100

Aiguille sécurisée pour tous types d'injections sous cutanée, intramusculaires et intraveineuses.

Aiguille hypodermique avec système de protection intégré pour des injections en toute sécurité.

- Aiguille en acier inoxydable avec embase d'aiguille et capuchon de protection en polypropylène,
- Système de sécurité intégré à l'aiguille, irréversible,
- Surface ergonomique antidérapante du poussoir,
- Le mécanisme de protection peut être actionné à une main,
- Indicateur de verrouillage sonore et visuel,
- Technologie SmartSlip pour fixation sûre de l'aiguille sur seringue Luer simple,
- Stérile, non toxique, apyrogène,
- Usage unique.

Aiguille hypodermique compatible avec toutes les seringues Luer simple et Luer Lock.

Emballage individuel stérile, stérilisation OE.  
Disponible dans 9 tailles standard.

Conditionnement par boîte de 100 aiguilles de sécurité hypodermiques.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

