

Aiguille spinale BD Yale pour rachianesthésie et ponction lombaire

Pour prélèvements du liquide céphalo-rachidien et rachianesthésie

Avec biseau de Quincke court et tranchant.
Composition sans latex, sans DEHP et sans phtalate.

- Aiguille lisse sans silicone.
- Embase Luer-Lock transparente en polypropylène pour la visualisation du reflux du LCR.
- Biseau tranchant réduisant les pertes de liquide céphalo-rachidien.
- Capuchon de l'aiguille en polypropylène.
- Embase du stylet en polypropylène + colorant.
- Canule et mandrin en acier inoxydable.
- Fixation aiguille/mandrin sur embase : résine époxy ou aiguille sertie sur l'embase.

Embase avec code couleur pour une identification rapide des aiguilles lors de leur utilisation.

Stérilisation par oxyde d'éthylène.
Péremption : 5 ans après stérilisation.

Conditionnement individuel stérile.
Vendue par boîte de 25.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

