

### Aiguilles hypodermiques Helpha - Boîte de 100

Pour tout type d'injection, biseau triple ultra fin.

Aiguilles stériles, à usage unique. Pour injection intradermique, intramusculaire, intraveineuse et sous-cutanée phlébologie et trocart

- En acier inoxydable.
- Triple biseau.
- Sans latex.
- Embase translucide permettant de visualiser le passage du liquide.
- Embases couleurs standards ISO selon longueur et diamètre.
- S'adapte à tous types de seringues.

Matériel médical CE.

Matériel médical de classe IIa

Normes de référence : EN ISO 13 485:2016 / ISO14971?2012 / ISO7864:2016/ ISOC11607-1 (emballage) / ISO10993-1?2018 (biocompatibilité) / EN ISO14644-1:2015 / ISO11135?2014 (stérilité)

Emballage individuel stérile, stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Conditionné par boîte de 100 aiguilles.  
Plusieurs tailles et gauges disponibles.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

