

### Aiguilles hypodermiques et mésothérapie Pic - Boîte de 100

Aiguille pour micro injection ultrafine - Technologie Pic Indolor Experience

Utilisation pour les injections intradermiques.

Aiguilles stériles à usage unique, conditionnées individuellement sous blister avec embase Luer.

Disponibles en 3 tailles différentes:

- 30G x 1/2 - 12,7 x 0.3 mm (jaune)
- 27G - 4 x 0.4 mm (gris)
- 27G - 6 x 0.4 mm (gris)

- Apyrogène.
- Sans latex.
- Stérilisation Oxyde Ethylène.

NB : Deux types de mesures sont utilisées pour définir le diamètre et la longueur des aiguilles : soit en Gauge pour le diamètre et en fractions de pouce pour la longueur soit tout en millimètres aussi bien pour la longueur que pour le diamètre.

Ainsi le diamètre d'une aiguille exprimé en Gauge sera par exemple de 27G et en millimètres 0.4 mm.

La longueur d'une aiguille exprimée en fractions de pouce sera par exemple de 1/2 et en millimètres de 13 mm.

Conditionné sous blister individuel stérile.

Vendu en boîte de 100.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

