



### Alèse lavable avec rabats bordables pour lit une place dimension 85x165cm - Robemed

Alèse absorbante et imperméable, pour lit de 90 cm, avec larges rabats latéraux de 39 cm de chaque côté. Polyester molletonné lavable 90C°

Elle protège efficacement les lits des fuites urinaires. Confortable pour le patient, elle absorbe les liquides et déversements.

Coté patient molletonné, coté lit antidérapant. Résiste aux déchirures.

Assure un environnement propre et hygiénique pour les patients.

En étant réutilisables, ces alèses sont économiques, tout en limitant les déchets pour l'environnement.

#### Dimensions :

**Dimension totale :** 85x165 cm

**Dimension partie absorbante :** 90x85 cm

**Rabats latéraux :** 39x85 cm

**Poids :** 440g

**Tissu de surface coté lit :** 100% Polyuréthane laminé - 90 g/m<sup>2</sup>

**Rabats :** 50% coton, 50% Polyester - 140 g/m<sup>2</sup>

**Pad d'absorption :** 70% polyester et 30% viscose, fibre longue (rayonne)

**Absorption :** 3.15 L /m<sup>2</sup>

#### Instructions de lavage :

Lavage à chaud en machine (90°C max)

Sèche-linge basse température

Ne pas blanchir ni utiliser d'assouplissant

Ne pas nettoyer à sec