

robemed +



### Alèse lavable sans rabats pour lit une place dimension 85x90cm - Robemed

Permet d'assurer la protection des lits et des surfaces contre les fuites urinaires

Elle protège efficacement les lits des fuites urinaires. Elle est également utilisable sur les assises de types fauteuils / divans.

Confortable pour le patient, elle absorbe les liquides et déversements.

Coté patient molletonné, coté lit antidérapant. Résiste aux déchirures.

Assure un environnement propre et hygiénique pour les patients.

En étant réutilisables, ces alèses sont économiques, tout en limitant les déchets pour l'environnement.

#### Dimensions :

**Dimensions totales** : 85 x 90

**Poids** : 410g

**Absorption** : 3.15 L/m<sup>2</sup>

**Tissu de surface côté lit** : 100% Polyuréthane laminé - 90 g/m<sup>2</sup>  
**25 microns**

#### Instructions de lavage :

Lavage à chaud en machine (90°C)

Sèche-linge basse température

Ne pas blanchir ni utiliser d'assouplissant

Ne pas nettoyer à sec

#### Compositions :

**Surface** : 100% Polyester - 90g/m<sup>2</sup>

**Pas d'absorption** : 70% Polyester, 30% Viscose fibre longue - 340g/m<sup>2</sup>

**Barrière** : Polyuréthane laminé - 90g/m<sup>2</sup>

**Dos** : 100% Polyester brosse - 90g/m<sup>2</sup>

**Dimensions** : 85 x 90 cm