

Alèses bordables, 180x70cm, usage unique

Pour un maintien optimal et une absorption renforcée.

Alèses bordables usage unique.
Pour la protection des literies et le confort du patient.

Avec coussin superabsorbant SAP et bords rabattables non-tissés.

Capacité d'absorption 2 Litres, vitesse d'absorption 3.5".

Dimensions:

- Alèses: 180x70 cm,
- Coussin absorbant : 90x70cm,
- Bords rabattables : 45cm chacun.
- Poids 140gr

A disposer sur le matelas, au niveau du bassin du patient, se borde sous le lit.

Conditionné par sachet de 30 alèses.

Egalement disponible dans la même gamme, [les alèses absorbantes](#).

