

Analyseur portable de cholestérol Total Ultra Mission

Mesure précise et rapide en 15 secondes du taux de cholestérol Total

Dispositif d'automesure permettant d'afficher le taux de cholestérol à partir d'une goutte de sang appliquée sur une bandelette et insérée dans le lecteur d'analyse.

Pratique: Bouton poussoir pour éjecter la bandelette usagée.

Utilisation en cabinet médical et à domicile.

Quantité d'échantillonnage: 4µl de sang.

Temps de mesure rapide: 15 à 70 secondes.

Fabriqué aux Etats-Unis par les laboratoires ACON.

Parametre mesuré : Cholesterol total

- Type d'échantillon: sang capillaire.
- Méthode de mesure: réflectance photométrie.
- Écran LCD.
- Bouton éjecteur de bandelette.

- Mémoire: 200 résultats avec date et heure.
- Unité de mesure: mg/dL, mmol/L (paramétrable).
- Plage de mesure: Cholestérol: 100-450 mg/dL (ou 2,6-11,7 mmol/L).
- Calibrage: code puce.
- Arrêt automatique après 4 minutes d'inactivité.
- Alimentation: 4 piles AAA.
- Autonomie: 1000 mesures.

Le prélèvement capillaire peut s'effectuer avec tous types d'autopiqueurs (stylo ou lancette de sécurité autopiqueur).

Le recueil de la goutte de sang peut se faire directement sur la bandelette test ou avec un tube de transfert capillaire.

Nous proposons en accessoires:

- [Les bandelettes test cholestérol \(emballage individuel\).](#)
- [Les tubes de transfert capillaires \(10µL\).](#)
- [Les lancettes de sécurité autopiqueur.](#)
- [Le stylo autopiqueur.](#)
- [Les lancettes pour stylo autopiqueur en 26G ou 28G.](#)
- [Le kit de solution de contrôle.](#)
- L'imprimante externe.

Dimensions appareil: 55 x 106 x 20 mm.

Dimensions écran: 32,5 x 34,8 mm.

Poids: 65g.

Analyseur portable cholestérol ULTRA MISSION vendu avec trousse de rangement, 5 bandelettes de contrôle emballées individuellement, 1 puce de calibration, 1 stylo autopiqueur, 5 lancettes 26G, 3 piles AAA.

