

Armoire de protection intérieure défibrillateur 33 x 38 cm - Aivia S

Armoire de protection sans électronique, uniquement utilisable en intérieur

L'armoire de protection intérieure AIVIA S de Pyrescom est spécialement conçue pour garantir la sécurité et la conservation optimale des défibrillateurs automatisés externes (DAE) dans des environnements intérieurs.

Compacte et fonctionnelle, elle offre une solution pratique et sécurisée pour stocker et protéger le défibrillateur, tout en assurant un accès rapide en cas d'urgence médicale.

[Ne jamais installer l'armoire directement exposée au soleil au risque d'exposer le défibrillateur à des températures excessives.]

Compact : L'armoire AIVIA S est conçue pour s'adapter facilement aux espaces intérieurs restreints. Son design compact lui permet de s'intégrer discrètement dans les halls d'entrée, les couloirs, les salles de sport, les bureaux médicaux et autres espaces intérieurs.

Protection contre les chocs et la poussière : l'armoire est équipée d'un boîtier en polycarbonate résistant aux UV, offrant une protection la poussière et les chocs. Elle est également dotée d'un support en ABS vert.

Signalisation claire : L'armoire est équipée de panneaux de signalisation clairs et visibles, comprenant des instructions et des pictogrammes universels pour faciliter l'identification et l'accès rapide au DAE en cas de besoin.

Fixation :

Les fixations doivent être adaptées au type du support sur lequel l'armoire est fixée.

Poids :

L'armoire pèse 1.45kg

Dimensions :

Largeur : 33 cm

Hauteur : 38 cm

Profondeur : 19 cm

