

Attelle pour doigt avec renfort d'immobilisation

Permet de maintenir un doigt au choix (pouce, index, majeur, annulaire ou auriculaire).

Attelle avec renfort rigide permettant de maintenir le doigt et deux sangles de fixation élastiques auto-agrippantes dont une amovible.

- Pratique et légère.
- Renfort rigide permettant le maintien du doigt.
- 1 sangle de fixation extensible auto-agrippante.
- 1 sangle de fixation extensible auto-agrippantes amovible.

Taille unique (pour une circonférence de phalange de 4 à 8 cm).

Matériel Médical CE.

