

Attelle pour doigts et paume avec renfort d'immobilisation

Maintien le poignet en immobilisant un doigt (pouce, index, majeur, annulaire ou auriculaire au choix).

Tissu respirant et confortable sur la peau. Avec bande auto-agrippante sur tout le dessus de l'attelle. Renfort avec tige d'immobilisation du doigt amovible.

2 fermetures auto-agrippantes au niveau du poignet :

- une avec bande extensible et coutures renforcées.
 - une avec languette en dessous de la première.
-
- Bande auto-agrippante sur tout le dessus.
 - Renfort avec tige métallique au niveau du doigt.
 - Coutures latérales renforcées sur tout le long de l'attelle.
 - Fermeture auto-agrippante au niveau du doigt.
 - Double fermeture auto-agrippantes au niveau du poignet.

Pour tour de poignet de 12 à 23 cm.

Lavable à 30°C.

Conditionné sous sachet plastique refermable.

Matériel Médical CE.

