

## FICHE TECHNIQUE

### Autoclave 17L de classe B - avec port USB et imprimante intégrée - ZV170 Hyperion

La sécurité et la fiabilité pour la stérilisation des instruments. Chambre inox garantie 10 ans. 10 programmes de 121°C à 134°C.

Stérilisateur à vapeur de classe B, avec 10 programmes différents, incluant le cycle Prion.

Température allant de 121°C à 134°C, temps de 4 à 18 minutes.

Préchauffage ultra-rapide, cuve en inox 17 litres, avec 3 niveaux de rangement modulables pour les instruments, imprimante papier intégrée, commande numérique avec écran LCD rétro-éclairé.

**Traçabilité :** USB ou imprimante

- Stérilisation de classe B avec vide fractionné.
- Ouverture et verrouillage automatique de la porte.
- Remplissage automatique du réservoir avec pompe.
- Panier porte-instruments réversible pour 3 plateaux.
- Revêtement extérieur époxy et résine thermo-résistante, facile à nettoyer.
- Imprimante intégrée

**Cycle complet :**

Le cycle Prion dure environ 1h (temps estimé dans des conditions en température ambiante).

**Dimensions :**

Autoclave capacité 17 litres:

- Dimensions extérieures : L 480 x P 560 x H 420 mm
- Dimensions chambre : diam 250 x 350 mm
- Dimensions plateaux : 390 x 190 x 15 mm

**Poids à vide :** 49 kg

**Garanties :**

Stérilisateur 2 ans

Chambre inox 10 ans.

Matériel médical CE.

Conforme aux normes: EN13060- EN 61010-2-40.

Possibilité de vous proposer un programme de maintenance adapté

