

Bac de trempage Anios Instrubac

Idéal pour toute l'instrumentation.

Bac de trempage en polypropylène blanc avec paniers et couvercles pour :

- le trempage,
- le ramassage,
- la pré-désinfection
- la désinfection

2 modèles disponibles :

- Instrubac **2 litres** avec couvercle à fente
Dimensions hors tout : 29,5 x 20 x 13 cm.
Dimensions du panier : 23 x 17 x 9 cm.

- Instrubac **10 litres** avec couvercle
Dimensions hors tout : 43 x 29 x 12,5 cm.
Dimensions du panier : 36,5 x 25,5 x 9 cm.

Matériel médical CE.

