

### Balai endocervical stérile pour prélèvement Robé Médical

Pour un prélèvement atraumatique des cellules exo et endocervicales

Tête en forme de balai, douce et flexible pour des prélèvements indolores et sans traumatismes.

Epouse parfaitement les contours du col de l'utérus, un seul geste suffit pour prélever toutes les cellules nécessaires à l'examen (exocol, zone de jonction, endocol).

- Tête flexible.
- Forme "balai".
- Détachable.
- Usage unique.

Longueur totale : 20,5 cm.

Longueur de la brosse : 4 cm.

Stérilisation Oxyde Ethylène.

Validité 5 ans.

Conditionnement individuel stérile.

Vendu par boîte de 100 balais endocervicaux.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

