

Balance connectée - Portée 200 kg - ROBEMED

Pour une mesure en cabinet du poids du patient - Connectable avec l'application Jumper

Cette balance connectée représente une solution pour le suivi de la santé et de la condition physique. Le modèle WSC920 de ROBEMED offre une combinaison optimale de précision et de praticité, allée à un design élégant.

Caractéristiques :

- Plateforme antidérapante en verre trempé pour un style élégant et une durabilité accrue.
- Jusqu'à plusieurs utilisateurs pour une expérience personnalisée de toute la famille.
- Écran LED HD rétroéclairé offrant une lecture claire des mesures, même dans des conditions de faible luminosité.
- Alimentée par des piles durables, offrant une autonomie prolongée pour une utilisation sans souci.

Mesures :

Poids.
IMC (Indice de masse corporel) sur l'application.

Plage de mesure :

Capacité Maximum : 200 kg
Poids net : 1.3 kg
Précision : 0.1 kg

Dimensions : 280 x 280 x 23.5 mm

Alimentation : 3 piles AAA 1.5 V

Fonctionnalités additionnelles :

Indication de surcharge ou de faible charge
Arrêt automatique après 10 secondes sans utilisation



Normes :

RED Directive : 2014/53/EU
LVD Directive : 2014/35/EU
EMC Directive : 2014/30/EU

RED : EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

LVD : EN 62479 : 2010
EN 62368-1 : 2014

EMC : EN 301 489-1 V2.2.2 (2019-09)
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)