

M-i825



Balance pèse-personne mécanique M-i825 Robé Médical - Portée 200 kg

Modèle XXL avec large cadran et tapis anti-dérapant, portée 200 kg, graduation 1kg.

Balance pèse-personne mécanique avec cadran grand format pour une lecture aisée de la mesure.

Surface avec tapis anti-dérapant.

Remise à zéro grâce à la mollette de réglage.

Précision et respect de l'environnement.

- Portée maximale: 200 kg.
- Graduation: 1 kg.
- Cadran en plexiglas ø 155 mm.
- Affichage analogique.
- Mollette de réglage pour la remise à zéro de l'aiguille.
- Tapis anti-dérapant.
- Utilisation sans piles.
- Coloris : gris.

Se tenir droit et immobile sur la balance afin d'assurer une mesure des plus juste.

Dimensions: L. 470 x l. 320 x H. 110 mm.

Poids: 4 kg.

Garantie de 3 ans.