



### Bande de contention adhésive élastique longueur 4,5 m - face adhésive externe - V-Plast

Avec face adhésive externe, pour un geste plus facile lors de la pose . Pour contention souple, strapping mixte et compression.

Bande composée d'un tissu 100 % coton et d'une masse adhésive hypoallergénique. Grande élasticité permettant de s'adapter à n'importe quelle partie du corps, pour une immobilisation partielle de la partie souhaitée.

Pour la réalisation de bandages fonctionnels et bandages d'immobilisation en strapping mixte et compression post traumatologique.

Présentation de type pré-déroulée avec adhésif sur coté externe pour un geste naturel lors de la pose.

- Masse adhésive externe pour une pose plus facile
- Pas de feuillet intercalaire pour ne pas être gêné lors du déroulage
- Feuille de protection externe
- Tissu respirant et étanche, 100 % coton.
- Masse adhésif hypoallergénique avec oxyde de zinc
- Ne laisse pas de résidus après la pose.
- Radiotransparent.
- Sans latex.
- Grammage : 224 g/m<sup>2</sup>.

***C'est en observant des professionnels déroulant entièrement les bandes sur elles-même avant de les poser que V-PLAST a eu l'idée de proposer un produit pré-déroulé équivalent. L'adhésif est à l'extérieur, le geste de pose se fait donc plus naturellement comme pour une bande non adhésive.***

***En outre, l'absence de feuillet intercalaire rend le mouvement encore plus facile.***

Composition : 100 % coton, avec masse adhésive hypoallergénique.

Tailles disponibles :

- 5 cm x 4,5 m.
- 7,5 cm x 4,5 m.
- 10 cm x 4,5 m.

Conditionnement par boîte de 24 ou 16 bandes sous emballage individuel.

Fabriqué en Europe.

Matériel Médical CE.