



### **Bande de contention adhésive non élastique Strappal Bsn Médical - Fabrication Française**

Pour une contention articulaire rigide, résistante et prolongée. Rouleau de 10 m.

Bande adhésive non élastique hypoallergénique pour contention articulaire rigide.

Utilisation en médecine sportive (contention articulaire rigide, traumatologie sportive, entorse, orthopédie, traction adhésive continue).

- Rigide et résistant.
- Adhésivité forte et prolongée.
- Découpe à la main.
- Sans latex.
- Sans phtalates.
- Non stérile.
- Couleur: blanc.

Composition: Support tissu blanc en fibranne 100% viscosse (grammage moyen 110g/m<sup>2</sup>), masse adhésive principalement composée de résines synthétiques et d'oxyde de zinc (grammage moyen 105g/m<sup>2</sup>).

#### **Tailles disponibles:**

- 2.5 cm x 10 m
- 4 cm x 10 m

Conditionné en boîte unitaire.

Fabriqué en France.

Matériel médical CE.