



Bandelette test urinaire 10 paramètres vétérinaire CentriVet Boîte de 50

Bandelettes de test urinaires pour l'analyse d'urine chez les chats, les chiens et les chevaux

Test urinaire simple et rapide pour un résultat précis de 10 paramètres dans les urines:

- Leucocytes
- Nitrite
- Urobilinogène?
- Protéines
- Sang
- pH
- Cétones
- Bilirubine
- Glucose
- Densité

- Usage unique.
- Temps de lecture: entre 30 secondes et 2 minutes.

La méthode de prélèvement d'urine est propre à chaque animal, consultez votre vétérinaire afin de déterminer la méthode de prélèvement appropriée.

Durée de péremption 24 mois après fabrication (non ouvert).
Se conserve pendant 3 mois après ouverture.

Température de stockage: entre 2°C et 30°C.

Conditionnement en boîte de 50 bandelettes tests.