

FICHE TECHNIQUE

Bandelette urinaire test 10 paramètres Multistix Siemens - Boîte de 100

Test urinaire en bandelettes pour la détection de 10 paramètres

Vente réservée aux professionnels de santé.

Bandelettes avec zones réactives pour la détection de 10 paramètres dans les urines :

- Protéines
- Sang
- Leucocytes
- Nitrites
- Glucose
- pH
- Les corps cétoniques (acide acétylacétique)
- Densité urinaire SG
- Bilirubine
- Urobilinogène

Bandelettes prêtes à l'emploi.

Résultats des paramètres visibles à l'oeil nu. Se référer à l'étiquette située sur le flacon pour évaluer les résultats.

Possibilité d'utiliser les bandelettes Multistix SIEMENS avec le lecteur CLINITEK Status ou Advantus.

Durée de péremption 24 mois après fabrication.

Conditionnement en boîte de 100 bandelettes.

