

### Bandelettes test urinaire de dépistage de Thc

#### Tests urinaire en bandelettes pour la détection de THC.

Met en évidence les drogues par interprétation visuelle de l'apparition d'une couleur sur la bandelette.

Simple d'utilisation :

- Retirer la bandelette de son étui et la tremper dans l'échantillon d'urine au moins 10 à 15 secondes.
- Sortir la bandelette, démarrer le minuteur et attendre que la bande colorée apparaisse.
- Le résultat doit être lu dans les 5 minute.

Conditionné sous emballage individuel.  
Vendu par lot de 10 tests.

