



### Bandes cohésives de contention élastique couleur - sans latex - Robemed - Longueur 6m

Pour un maintien et une compression adaptés grâce à l'élasticité modulable de la bande

La bande cohésive se colle sur elle-même et non sur la peau. Permet la réalisation de pansement très résistant. Convient pour les traumatismes tendineux, articulaires et musculaires. Elasticité 250%. Une texture aérée pour prévenir des macérations.

- Sans latex.
- Hypoallergénique.
- Support non-tissé.
- Elasticité modulable et constante.
- Repositionnable.
- Hydrophobe.
- Non absorbant.
- Coloris bleu, orange, rose.

[Existe également en bande cohésive de contention élastique sans latex chair ou blanc DR SIMSON.](#)

Longueur non étirée: 2,4 m.

Longueur étirée: 6 m.

Largeur: 2,5cm, 5cm, 7,5cm ou 10cm.

Elasticité: 250%.

Conditionnement par lot de 3 bandes.

Matériel Médical CE.