

FICHE TECHNIQUE

Bandes de crêpe en coton tissé, avec lisières bleues Robé Médical

Pour une contention légère à moyenne pour tout type de bandage et pansement

Bandes élastiques absorbantes, tissu coton crêpé avec lisières bleues.

Coton blanchi et tissé.

L'élasticité est exclusivement obtenue par la torsion des fils en coton. Les bandes ne possèdent aucun élastomère.

- Coton blanchi et tissé, garanti sans élastomère
- Qualité 75 gr/ m2
- Laisse respirer la peau
- Sans azurant
- Lavables et stérilisables

Sous protection individuelle étanche.

Vendu par lot de 6 ou 12 bandes.

Matériel Médical CE.

