

Barre à ventouse orientable 48 cm avec indicateur de sécurité

Sert de point d'appui grâce à son système ventouse.

Avec poignée bleu antidérapante et 3 ventouses. En deux parties, barre pivotante à 180° pour ajuster l'angle selon les besoins.

Pour une installation rapide et facile, sans outil, sur toute surface lisse, propre et sèche.

Cette barre possède un témoin sécurité, pour savoir si la barre est bien fixée ou non :

- vert lorsque celle-ci est bien fixée,
- rouge lorsqu'elle ne l'est pas.

En deux parties : 24 cm la barre.

Longueur totale : 48 cm.

Coloris : bleu et blanc.

