

FICHE TECHNIQUE

Barre d'appui et de relevage escamotable

Robuste et escamotable, pour faciliter le transfert.

Barre de relevage escamotable.

- Escamotable pour élargir l'espace.
- Platine 6 trous pour visserie, pour une solide fixation au mur (sous réserve de la qualité de celui-ci).
- Barre en forme de U, pour apporter un double point d'appui sur la platine, sans risque de déformation.
- Une fois redressée, elle reste en position debout sans risque de retomber.

S'installe à proximité des WC, pour aider la personne à se lever.

Dimensions :

- Barre seule : 73x17 cm
- Socle : 30x13 cm

Poids maxi. supporté : 120 kg

