

### Bistouris Swann Morton stériles à usage unique

Ces bistouris ont un manche en plastique avec une graduation permettant la mesure de la zone d'incision.

- Lames en acier inoxydable
- Haut pouvoir tranchant.
- Ergot de fixation.
- Manche rigide assurant une bonne pression.

Formes de lames disponibles (voir photos fiche):

- Lame n 10
- Lame n 11
- Lame n 12
- Lame n 15
- Lame n 20
- Lame n 21
- Lame n 22
- Lame n 23
- Lame n 24

Stérilisation rayons Gamma, validité 5 ans.

Conditionnement sous blisters individuels stiles.  
Vendus par boe de 10.

Matériel médical CE conforme la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux..

Pour un geste médical et chirurgical précis

