

## FICHE TECHNIQUE

### Bistouris acier inoxydable haute qualité stérile avec manche Robé Médical - Boîte de 10

Avec lame en acier inoxydable spécialement optimisée pour un tranchant propre et précis.

Bistouris de la marque Robé Médical.

Bénéficiant d'une expérience de fabrication de plus de 25 ans, ces bistouris vous assurent précision et ergonomie pour vos actes médicaux et chirurgicaux.

Ensemble complet à usage unique stérile avec manche ergonomique pour faciliter la prise en main.

Graduation en mm de 0 à 6 cm sur le manche permettant la mesure de la zone d'incision.

- Lame à haut pouvoir tranchant.
- Acier inoxydable spécialement adapté à un fil de coupe fin et précis.
- Pointe robuste et stable.
- Manche ergonomique pour une prise en main confortable.
- Avec étui de protection pour la lame.

Disponibles sur toutes les tailles : 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23 et 24.

Stérilisation rayon gamma.

Garantie 5 ans.

Emballé individuellement sous blister pelable.

Vendus par boîte de 10.

Matériel médical CE 93/42.

