

FICHE TECHNIQUE

Bistouris de sécurité rétractables stériles Robé Médical - Boîte de 10

Lame en acier inoxydable rétractable permettant de minimiser les risques de blessures

Bistouris de sécurité de la marque Robé Médical.

Bénéficiant d'une expérience de fabrication de plus de 25 ans, ces bistouris vous assurent précision et sécurité pour vos actes médicaux et chirurgicaux.

Lame en acier inoxydable spécialement optimisée pour un tranchant propre et précis.

Ensemble complet à usage unique stérile, manche ergonomique et glissière crantée pour faciliter la prise en main.

Graduation en mm de 0 à 5 cm sur le manche permettant la mesure de la zone d'incision.

- Lame à haut pouvoir tranchant.
- Acier inoxydable spécialement adapté à un fil de coupe fin et précis.
- Pointe robuste et stable.
- Manche ergonomique pour une prise en main confortable.
- Avec glissière crantée pour rétracter la lame.

Disponibles en tailles : 10, 11, 12 et 15.

Stérilisation rayon gamma.
Garantie 5 ans.

Emballé individuellement sous blister pelable.
Vendus par boîte de 10.

Matériel médical CE.

