

## FICHE TECHNIQUE



### **Blouse de protection non tissée 25g - avec poignets élastiqués - Coloris bleu ou vert - Robemed**

Blouse non tissée pour les soins et les visites. Barrière de protection contre les contaminants et les risques de contamination croisée

Ces blouses sont conçues pour offrir une protection contre les projections, les particules et les contaminants présents dans l'air ou sur les surfaces.

Elles aident à prévenir la contamination croisée et à réduire les risques d'infections ou de blessures.

En fournissant une barrière efficace, ces blouses contribuent à maintenir un environnement de travail sûr et propre pour les professionnels de santé.

- 100% polypropylène.
- Grammage 25 g/m<sup>2</sup>.
- Couleur bleu, vert.
- Élastique de maintien aux poignets.
- Ouvert à l'arrière.
- Fermeture par lien au cou et à la taille.

Taille unique.

Hauteur: 115 cm.

Largeur totale: 137 cm.

Largeur au niveau des épaules: environ 66 cm.

Longueur des manches: 50cm.

Conditionnée en sachet de 10 blouses.

Matériel médical CE de classe I