

## FICHE TECHNIQUE

### Brossettes endocervicales stériles Robé Médical Robé Médical - Lot de 100

- Forme conique.
- Tige légèrement flexible.

Longueur totale : 21 cm.  
Longueur de la brosse : 2 cm.  
Diamètre extérieur : 5 mm.

Usage unique.

Vendu par boîte de 100 brosse.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

Pour prélèvements cytologiques de l'endocol.

