



Calot chirurgical non-tissé 25g par m² à usage unique

Calot chirurgical avec élastique et tissu doux, respirant et déperlant

Bonnet avec élastique permettant d'ajuster facilement la taille du bonnet pour convenir à tous les tours de tête.

Le tissu respirant assure une bonne circulation d'air, permettant à la peau de respirer librement et évitant l'accumulation de transpiration. Le tissu est déperlant, mais pas imperméable.

La qualité du tissu offre également un port confortable tout au long de la journée.

- Bonnet jetable à usage unique
- S'adapte à tous les tours de tête grâce à l'élastique
- Tissu doux et respirant pour un port confortable
- Tissu déperlant, mais non imperméable
- Épaisseur de 25 g/m²
- Sans phtalates, sans latex

Usage : Unique

Stérile : Non

Matière : 100% Polypropylène

Couleur : Bleu

Conditionnement : Conditionnement économique par 1000 calots

Matériel médical CE de classe I non stérile conforme à la Directive 93/42/CEE (MDD).