

Canne Precisa avec poignée ergonomique - Réglable en hauteur

Canne avec bouton pour régler avec précision et à tout moment la hauteur souhaitée - Avec bague anti-bruit

Ces cannes aux designs modernes colorés sont dotées d'une poignée ergonomique antidérapante avec un poussoir intégré permettant d'ajuster avec précision la hauteur de la canne à tout moment sans avoir à se baisser ou à lever la canne.

La poignée est également composée d'une dragonne.

Canne dotée d'une bague anti-bruit ainsi que d'un embout antidérapant.

Coloris : Bleu ou Violet

Dimensions :

- Pliée : 66,5 cm
- Dépliée : 103 cm

Poids : 430 g

Poids maximum utilisateur : 113 kg

Matériau : Aluminium

robé
+ médical

