

Canne médicale Derby - Extensible - Couleurs et motifs variés

Canne avec poignée ergonomique offrant une aide à la mobilité. Hauteur de 77-99 cm

Canne fabriquée en aluminium, avec poignée ergonomique et hauteur réglable grâce à un système de bouton poussoir.

Elle est utilisée pour faciliter la marche, augmenter la stabilité et réduire la fatigue ou la charge lors de la marche.

La canne est indiquée pour les personnes souffrant de pathologies entraînant un déficit fonctionnel, et permet de garder une indépendance dans ses déplacements.

Matériau : aluminium

Hauteur : 77-99 cm

Longueur poignée : 12 cm

Diamètre approximatif : 22 mm et 19 mm

Poids : 0,300 kg

Charge maximum : 90 kg

Diamètre de la pointe : 19 mm

6 coloris disponibles :

- CA416 = blanche à motifs fleuris
- CA417 = rouge à motifs fleuris
- CA418 = bleu foncé à motifs fleuris
- CA419 = bleu et blanc à motifs fleuris
- CA420 = rouge et blanc à motifs fleuris
- CA421 = vert à motifs fleuris

Quels sont les bons usages d'une canne ?

- La prise de la poignée de la canne doit être adéquate.
- L'utilisateur doit se sentir à l'aise et en sécurité dans l'appui de la main, en choisissant la prise la mieux adaptée à ses besoins.
- La canne doit être à une hauteur idéale pour permettre un confort et une bonne stabilité
- L'état du point d'appui doit être vérifié fréquemment afin d'éviter le risque de chute et diminuer la stabilité.

Ce produit est un dispositif médical de classe I et est conforme au règlement (UE) 2017/745

Fabriquée en Europe

