

FICHE TECHNIQUE



Canne médicale Derby fabriquée en bois de hêtre - avec bague en métal et poignée en plastique

Canne avec poignée ergonomique offrant une aide à la mobilité. Hauteur de 92 cm

Canne fabriquée en bois de hêtre, avec poignée ergonomique en plastique, de 11 cm

Elle est utilisée pour faciliter la marche, augmenter la stabilité et réduire la fatigue ou la charge lors de la marche.

La canne est indiquée pour les personnes souffrant de pathologies entraînant un déficit fonctionnel, et permet de garder une indépendance dans ses déplacements.

Matériau : hêtre, métal et poignée en plastique

Hauteur : 92 cm

Longueur poignée : 11 cm

Diamètre approximatif : 22 mm

Poids : 0,300 kg

Charge maximum : 100 kg

Diamètre de la pointe : 28 mm

Quels sont les bons usages d'une canne ?

- La prise de la poignée de la canne doit être adéquate.
- L'utilisateur doit se sentir à l'aise et en sécurité dans l'appui de la main, en choisissant la prise la mieux adaptée à ses besoins.
- La canne doit être à une hauteur idéale pour permettre un confort et une bonne stabilité
- L'état du point d'appui doit être vérifié fréquemment afin d'éviter le risque de chute et diminuer la stabilité.

Ce produit est un dispositif médical de classe I et est conforme au règlement (UE) 2017/745