

### Canne médicale à hauteur variable - Poignée ergonomique

Avec réglage en hauteur 10 positions

Canne réglable de 61 à 84 cm, hauteur 10 positions.  
Résistante et légère avec embout antidérapant qui confère une vraie sécurité pour se déplacer.

Poignée ergonomique pour une bonne prise en main.

- 10 niveaux de réglage : 61 à 84 cm.
- Hauteur réglable par bouton poussoir.
- Molette de fixation.
- Embout caoutchouc antidérapant.

2 modèles disponibles : pour droitier et gaucher.

Coloris : noir  
Poignée noire  
Poids : 320 g  
Diamètre de la canne : 19mm

Matériel médical C.E

