

FICHE TECHNIQUE

Canne médicale à motif Pixels - damier noir et blanc Robemed

Canne réglable en hauteur avec poignée ergonomique et dragonne pour une sécurité et un confort optimisés

Légère, résistante et originale, canne en aluminium inoxydable à l'ornement en damier noir et blanc avec 10 positions de réglage de 70 à 93 cm, poignée en T ergonomique en résine laquée marron foncé, embout antidérapant en caoutchouc.

- Canne en aluminium, diamètre extérieur 19 mm.
- Motif "Pixels": damier noir et blanc.
- Poignée en T ergonomique en résine laquée couleur maron foncé.
- Réglage de 70 à 93cm, 10 positions.
- Embout antidérapant en caoutchouc.
- Dragonne de sécurité amovible.
- Bague de serrage anti-bruit.
- Poids maximal supporté: 100 kg.

Poids : 0,340 kg.

Matériel Médical CE.

