

## FICHE TECHNIQUE

### Canne médicale à motifs Fleur des Champs avec poignée en T et dragonne Robemed

Canne réglable en hauteur avec poignée ergonomique et dragonne pour une sécurité et un confort optimisés

Légère, résistante et originale, canne en aluminium inoxydable aux ornements multicolors avec 10 positions de réglage de 70 à 93 cm, poignée en T ergonomique en résine laquée marron foncé, embout antidérapant en caoutchouc.

- Canne en aluminium, diamètre extérieur 19 mm.
- Motif "Fleurs des Champs": fond noirs, fleurs jaune, rose, violettes et feuilles vertes.
- Poignée en T ergonomique en résine laquée couleur maron foncé.
- Réglage de 70 à 93cm, 10 positions.
- Embout antidérapant en caoutchouc.
- Dragonne de sécurité amovible.
- Bague de serrage anti-bruit.
- Poids maximal supporté: 100 kg.

Poids : 0,340 kg.

Matériel Médical CE.

