

FICHE TECHNIQUE

Canne médicale béquillon aluminium noir réglable en hauteur

Facilite la mobilité et assure un bon équilibre.

Canne de 60 à 90 cm, hauteur 8 positions, en aluminium époxy.
Poignée en résine vernie et embout caoutchouc.

Légère et résistante avec embout antidérapant qui confère une vraie sécurité pour se déplacer.

Canne avec tube alu de diamètre 19 mm.
Coloris : noir.

Poids : 0,350 kg.
Poids maximal supporté : 120 kg.

Matériel médical C.E.

