

Canne médicale en bois avec poignée courbée

Modèle en bois traditionnel avec poignée courbée

Pour un usage au quotidien, assure un bon équilibre lors des déplacements. Canne en bois de hêtre, vernie pour une meilleure résistance au fil du temps, légère avec embout antidérapant.

- En bois de hêtre verni avec poignée courbée en résine noire
- Embout caoutchouc
- Diamètre extérieur tube : 20,5 mm
- Hauteur : 96 cm
- Poids : 0,350 kg
- Poids maximal supporté : 100 kg

Fabrication Française.

