

FICHE TECHNIQUE

Canne médicale poignée en T crochet - Motif Cashmere pastel

Légère et résistante, réglable en hauteur.

Hauteur réglable de 71 à 94 cm, 10 positions. Poignée en plastique, avec embout antidérapant en caoutchouc.

- Motifs Cashmere pastel.
- Poignée plastique en T crochet.
- Canne en aluminium, diamètre extérieur 19 mm.
- Réglage de 71 à 94 cm, 10 positions.
- Embout antidérapant en caoutchouc.
- Bague de serrage anti-bruit.
- Poids : 0,340 kg.
- Poids maximal supporté : 100 kg.

Matériel Médical CE.

