

Canne quadripode réglable avec poignée ergonomique

Grâce à ses quatre pieds avec embouts antidérapants offre une plus grande stabilité lors des déplacements

Canne quadripode très stable, légère et résistante, réglable en hauteur sur 10 positions, en aluminium brossé.

Poignée ergonomique Maginot pour une bonne prise en main.

- Poignée forme Maginot.
- Version adulte.
- Bague de serrage.
- Pied en acier inoxydable.
- Tige en alu brossé sans risque de corrosion.
- Pour droitier et gaucher.
- Utilisation intérieur et extérieur.
- Poids maximum supporté : 110 kg.

Dimensions :

- Hauteur réglable: 70 à 94 cm.
- Diamètre canne: 7,5 cm.
- Ecart entre les trous : 2,5 cm.
- Encombrement au sol : 21x16 cm.
- Poids : 0.8 kg.

Matériel médical CE.

