

### Cannes couleur avec motifs fleurs et poignée en T

Motifs originaux fleurs

Résistante et légère, canne aluminium réglable 10 positions de 70 à 94 cm, poignée en bois vernie ou plastique, embout antidérapant caoutchouc.

- Canne en aluminium, diamètre extérieur 19 mm.
- Réglage de 71 à 94cm, 10 positions.
- Embout antidérapant en caoutchouc.
- Bague de serrage anti-bruit.
- Poids : 0,340 kg.
- Poids maximal supporté: 100 kg.

2 modèles disponibles :

#### **Modèle CAN817:**

- Fond vert avec motif "prairie " petites fleurs.
- Poignée crochet.

#### **Modèle CAN823:**

- Fond noir motif "coquelicot" argenté et rouge.
- Poignée crochet.

Matériel Médical CE.

